

Завершение тестирования

Результат тестирования

Процент верных ответов93

Время, фактически затраченное на тест18:30

Оценка за тестирование5

К списку вопросов

Список вопросов

(условные обозначения: ✓ - верный ответ на вопрос, ✗ - неверный ответ на вопрос, ☐ - ответ на вопрос не получен)

Номер	Ответ	Вопрос
1	✓	ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИНИИ «А» РАСПОЛАГАЕТСЯ
2	✓	ВОСКОВЫЕ БАЗИСЫ С ОККЛЮЗИОННЫМИ ВАЛИКАМИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА
3	✓	СЕДЛО БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА РАСПОЛАГАЕТСЯ _____ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ
4	✓	ДЛЯ БЕЗМЕТАЛЛОВЫХ CAD/CAM КОРОНОК ИСПОЛЬЗУЮТ МАССЫ НА ОСНОВЕ
5	✓	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ШТАМПОВКА КОРОНОК ПРОИЗВОДИТСЯ В
6	✓	ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ Н. И. АГАПОВЫМ, ПОЛУЧЕНЫ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".